



Tige d'agitation 13 mm ETFE

6.01900.020

Tige d'agitation de 13 mm en ETFE, avec hauteur adaptable, pour l'utilisation avec un Rod Stirrer « Titrator » ou un Rod Stirrer « Sample Robot »

Contenu de la livraison 6.01900.020

Qt.	Order no.	Description
0 STK	6.2803.000	Graisse (1 oz.) Qualité spéciale (sans silicone). Pour raccords à rodage sans graisse voir 6.2713.XXX



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.01402.000	Bécher d'échantillon en verre clair 75 mL, 30 pc	
	Bécher d'échantillon en verre clair 75 mL, adapté au rack d'échantillons OMNIS 602041040, 30 pc	
6.01403.040	Tête de titrage 2xNS14 (P&P)	
	Tête de titrage avec 2 orifices NS14 à utiliser dans des modules Pick&Place de l'OMNIS Sample Robot Pick&Place et 3 pointes de dosage rétractées. Préparée pour être équipée de tuyaux de rinçage. Un tuyau d'aspiration est déjà rétracté dans la tête de titrage.	