




Supports couvercle pour OMNIS Sample Robot M/L

6.02007.020

Supports couvercle à installer sur les modules de pompe OMNIS ou les structures à plaques obturatrices 6.02007.000 dans le système OMNIS Sample Robot M ou L.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.02710.000	Couvercle KF Dis-Cover pour béchers d'échantillon OMNIS de 75 mL, 25 unités
	Couvercle avec joints pour le titrage volumétrique Karl Fischer dans des béchers d'échantillon 6.01402.000 et 6.01402.003 dans le système OMNIS Sample Robot Pick&Place.



6.02710.010 Couvercle KF Dis-Cover pour béchers d'échantillon OMNIS de 120 mL, 16 unités

Couvercle avec joints pour le titrage volumétrique Karl Fischer dans des béchers d'échantillon 6.01400.200, 6.01400.300 et 6.01400.303 dans le système OMNIS Sample Robot Pick&Place.



6.02710.030 Couvercle Dis-Cover pour béchers d'échantillon OMNIS de 75 mL, 25 unités

Couvercle Dis-Cover pour béchers d'échantillon de 75 mL, 6.01402.000 et 6.01402.003, dans le système OMNIS Sample Robot Pick&Place.



6.02710.040 Couvercle Dis-Cover pour béchers d'échantillon OMNIS de 120 mL, 16 unités

Couvercle Dis-Cover pour béchers d'échantillon de 120 mL, 6.01400.200, 6.01400.300 et 6.01400.303, dans le système OMNIS Sample Robot Pick&Place.



6.02710.050 Couvercle Dis-Cover pour béchers d'échantillon OMNIS de 250 mL, 9 unités

Couvercle Dis-Cover pour béchers d'échantillon de 250 mL, 6.01400.000, 6.01400.003 et 6.01400.100, dans le système OMNIS Sample Robot Pick&Place.

