



Rack d'échantillons OMNIS, 9 x 250 mL, (PP)

6.02041.010

Rack d'échantillons OMNIS pour le OMNIS Sample Robot Pick&Place pour 9 béchers d'échantillon. Vous pouvez utiliser les béchers d'échantillon suivants : 6.01400.000, 6.01400.003, 6.01400.100.

Plastique : polypropylène (PP)

Contenu de la livraison 6.02041.010

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.02042.000	Support d'étiquettes de rack (3 unités)

Le support d'étiquettes de rack permet l'inscription durable d'un nom univoque sur le rack.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.01400.000	Bécher d'échantillon en verre clair 250 mL, 10 pc. Bécher d'échantillon en verre clair 250 mL, adapté au rack d'échantillons OMNIS 602041010, 10 pièces.	
6.01400.100	Bécher d'échantillon en plastique (PP) 250 mL, 10 pc. Bécher d'échantillon en plastique (polypropylène, PP) 250 mL, adapté au rack d'échantillons OMNIS 602041010, 10 pièces.	
6.01400.003	Bécher d'échantillon en verre brun 250 mL, 10 pièces Bécher d'échantillon en verre brun 250 mL, adapté au rack d'échantillons OMNIS 602041010, 10 pièces.	