



Rack d'échantillons OMNIS, 9 x 200 mL, (PP)

6.02041.020

Rack d'échantillons OMNIS pour le OMNIS Sample Robot Pick&Place pour 9 béchers d'échantillon. Vous pouvez utiliser les béchers d'échantillon suivants : 6.1459.310.

Plastique : polypropylène (PP)

Contenu de la livraison 6.02041.020

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.02042.000	Support d'étiquettes de rack (3 unités)

Le support d'étiquettes de rack permet l'inscription durable d'un nom univoque sur le rack.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.1459.310	Bécher d'échantillon à usage unique en plastique (PP) 200 mL, 1 000 pièces	
	Bécher d'échantillon à usage unique en plastique (polypropylène, PP) 200 mL, adapté au rack d'échantillons OMNIS 6.02041.020, aux racks d'échantillons 6.2041.370 et 6.2041.830, 1 000 pièces.	
6.01404.020	Adaptateur pour bécher d'échantillon de 200 mL	
	Adaptateur pour centrer le bécher d'échantillon de 200 mL dans le chariot des modules Pick&Place.	
6.02064.020	Dispositif de retenue pour bécher en PP 200 mL	
	Dispositif de retenue pour fixer les béchers d'échantillon de 200 mL dans les doigts de pince de l'OMNIS Sample Robot Pick&Place.	