




Rack d'échantillons OMNIS, 16 x 120 mL, (PP)

6.02041.030

Rack d'échantillons OMNIS pour le OMNIS Sample Robot Pick&Place pour 16 béchers d'échantillon. Vous pouvez utiliser les béchers d'échantillon suivants : 6.01400.200, 6.01400.300, 6.01400.303.

Plastique : polypropylène (PP)

Contenu de la livraison 6.02041.030

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.02042.000	Support d'étiquettes de rack (3 unités)

Le support d'étiquettes de rack permet l'inscription durable d'un nom univoque sur le rack.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.01400.200	Bécher d'échantillon en plastique (PP) 120 mL, 20 pièces Bécher d'échantillon en plastique (polypropylène, PP) 120 mL, adapté au rack d'échantillons OMNIS 602041030, 20 pièces.	
6.01404.030	Adaptateur pour bécher d'échantillon OMNIS de 120 mL Adaptateur pour centrer le bécher d'échantillon de 120 mL dans le chariot des modules Pick&Place	
6.01400.300	Bécher d'échantillon en verre clair 120 mL, 20 pc Bécher d'échantillon en verre clair 120 mL, adapté au rack d'échantillons OMNIS 602041030, 20 pièces.	
6.01400.303	Bécher d'échantillon en verre brun 120 mL, 20 pièces Bécher d'échantillon en verre brun 120 mL, adapté au rack d'échantillons OMNIS 602041030, 20 pièces	