




Rack d'échantillons OMNIS, 25 x 75 mL, (PP)

6.02041.040

Rack d'échantillons OMNIS pour le OMNIS Sample Robot Pick&Place pour 25 béchers d'échantillon. Vous pouvez utiliser les béchers d'échantillon suivants : 6.01402.000, 6.01402.003, 6.1459.400.

Plastique : polypropylène (PP)

Contenu de la livraison 6.02041.040

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.02042.000	Support d'étiquettes de rack (3 unités)

Le support d'étiquettes de rack permet l'inscription durable d'un nom univoque sur le rack.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.01404.040	Adaptateur pour bécher d'échantillon OMNIS de 75 mL Adaptateur pour centrer le bécher d'échantillon de 75 mL dans le chariot des modules Pick&Place	
6.01402.000	Bécher d'échantillon en verre clair 75 mL, 30 pc Bécher d'échantillon en verre clair 75 mL, adapté au rack d'échantillons OMNIS 602041040, 30 pc	
6.01402.003	Bécher d'échantillon en verre brun 75 mL, 30 pc Bécher d'échantillon en verre brun 75 mL, adapté au rack d'échantillons OMNIS 602041040, 30 pc	
6.1459.400	Bécher d'échantillon en plastique (PE) 75 mL, 144 pièces Bécher d'échantillon en plastique (polyéthylène, PE) 75 mL, adapté aux racks d'échantillons 6.2041.340, 6.2041.350, 6.2041.800 et le rack d'échantillons OMNIS 6.02041.040, 144 pièces.	