



Rack d'échantillons OMNIS, 9 x 150 mL, (PP)

6.02041.050

Rack d'échantillons OMNIS pour le OMNIS Sample Robot Pick&Place pour 9 béchers d'échantillon. Vous pouvez utiliser les béchers d'échantillon suivants : godets de 150 mL (de forme haute et sans bec verseur).

Plastique : polypropylène (PP)

Contenu de la livraison 6.02041.050

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.02042.000	Support d'étiquettes de rack (3 unités)

Le support d'étiquettes de rack permet l'inscription durable d'un nom univoque sur le rack.



Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.01404.050	Adaptateur pour bécher d'échantillon de 150 mL Adaptateur pour centrer le bécher d'échantillon de 150 mL dans le chariot des modules Pick&Place.

