




Rack d'échantillons OMNIS 77 x 8 mm

6.02041.080

Rack d'échantillons OMNIS pour OMNIS Sample Robot – NIR, pouvant accueillir 77 flacons à usage unique avec une longueur de chemin optique de 8 mm pour des mesures en transmission (6.7402.240).

Contenu de la livraison 6.02041.080

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.02042.000	Support d'étiquettes de rack (3 unités)

Le support d'étiquettes de rack permet l'inscription durable d'un nom univoque sur le rack.

