




Rack d'échantillons OMNIS 77 x 15 mm

6.02041.090

Rack d'échantillons OMNIS pour OMNIS Sample Robot – NIR, pouvant accueillir 77 flacons à usage unique d'un diamètre de 15 mm pour des mesures en réflexion (6.7402.110).

Contenu de la livraison 6.02041.090

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.02042.000	Support d'étiquettes de rack (3 unités)

Le support d'étiquettes de rack permet l'inscription durable d'un nom univoque sur le rack.

