



Rack d'échantillons OMNIS 50 x 19 mm

6.02041.100

Rack d'échantillons OMNIS pour OMNIS Sample Robot – NIR, pouvant accueillir 50 flacons à usage unique d'un diamètre de 19 mm pour des mesures en réflexion (6.7402.120).

Contenu de la livraison 6.02041.100

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.02042.000	Support d'étiquettes de rack (3 unités)

Le support d'étiquettes de rack permet l'inscription durable d'un nom univoque sur le rack.

