



Rack d'échantillons OMNIS, flacons 50 x 6 mL

6.02041.130

Rack d'échantillons OMNIS pour OMNIS Sample Robot NIR pour 50 flacons d'échantillon en verre de 6 mL (62419000) avec septum (61448057).

Contenu de la livraison 6.02041.130

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.02042.000	Support d'étiquettes de rack (3 unités)

Le support d'étiquettes de rack permet l'inscription durable d'un nom univoque sur le rack.

