



Ecotrode Gel

6.0221.100

Électrode pH (électrolyte gel) ne nécessitant aucune maintenance, destinée à des titrages d'échantillons de même type. Cette électrode est stockée dans du $c(\text{KCl}) = \text{sat.}$ (6.2308.000) et n'est pas adaptée à des solutions pauvres en ions.

L'indicateur de vieillissement indique en temps utile quand un changement d'électrode est nécessaire.

Contenu de la livraison 6.0221.100

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.1236.050	Douille rodée avec rodage normalisé RN 14/12 mm
		Douille rodée avec rodage normalisé RN 14/12 mm en polyéthylène.



Forme, en combinaison avec le support 6.2008.050, un support pour l'électrode sur les 807 Dosing Units.



Accessoires optionnels

Order no.	Description
-----------	-------------

6.2104.020 Câble d'électrode / 1 m / F

Pour la connexion d'électrodes avec tête enfichable Metrohm G aux appareils Metrohm avec douille type F.



6.2308.000 Électrolyte KCl sat. (250 mL)

Électrolyte KCl (saturé), 250 mL

