



Doigts de préhenseur 43 - 65 mm

6.02601.010

Doigts de préhenseur pour OMNIS Sample Robot Pick&Place pour saisir les béchers d'échantillon d'un diamètre extérieur de 43 à 65 mm.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.01400.200	Bécher d'échantillon en plastique (PP) 120 mL, 20 pièces
	Bécher d'échantillon en plastique (polypropylène, PP) 120 mL, adapté au rack d'échantillons OMNIS 602041030, 20 pièces.



6.05700.000 Kit de consommables OMNIS Gripper

Quatre fourreaux et quatre doigts de pince en caoutchouc de rechange pour un doigt de pince de l'OMNIS Sample Robot.



6.01400.000 Bécher d'échantillon en verre clair 250 mL, 10 pc.

Bécher d'échantillon en verre clair 250 mL, adapté au rack d'échantillons OMNIS 602041010, 10 pièces.



6.01400.003 Bécher d'échantillon en verre brun 250 mL, 10 pièces

Bécher d'échantillon en verre brun 250 mL, adapté au rack d'échantillons OMNIS 602041010, 10 pièces.



6.01400.300 Bécher d'échantillon en verre clair 120 mL, 20 pc

Bécher d'échantillon en verre clair 120 mL, adapté au rack d'échantillons OMNIS 602041030, 20 pièces.



6.01400.303 Bécher d'échantillon en verre brun 120 mL, 20 pièces

Bécher d'échantillon en verre brun 120 mL, adapté au rack d'échantillons
OMNIS 602041030, 20 pièces



6.01400.100 Bécher d'échantillon en plastique (PP) 250 mL, 10 pc

Bécher d'échantillon en plastique (polypropylène, PP) 250 mL, adapté au
rack d'échantillons OMNIS 602041010, 10 pièces.

