



Doigts de préhenseur 50 - 72 mm

6.02601.020

Doigts de préhenseur pour OMNIS Sample Robot Pick&Place pour saisir les béchers d'échantillon d'un diamètre extérieur de 50 à 72 mm.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.1459.310	Bécher d'échantillon à usage unique en plastique (PP) 200 mL, 1 000 pièces
	Bécher d'échantillon à usage unique en plastique (polypropylène, PP) 200 mL, adapté au rack d'échantillons OMNIS 6.02041.020, aux racks d'échantillons 6.2041.370 et 6.2041.830, 1 000 pièces.



6.01400.000 Bécher d'échantillon en verre clair 250 mL, 10 pc.

Bécher d'échantillon en verre clair 250 mL, adapté au rack d'échantillons OMNIS 602041010, 10 pièces.



6.01400.003 Bécher d'échantillon en verre brun 250 mL, 10 pièces

Bécher d'échantillon en verre brun 250 mL, adapté au rack d'échantillons OMNIS 602041010, 10 pièces.



6.01400.100 Bécher d'échantillon en plastique (PP) 250 mL, 10 pc

Bécher d'échantillon en plastique (polypropylène, PP) 250 mL, adapté au rack d'échantillons OMNIS 602041010, 10 pièces.



6.02064.020 Dispositif de retenue pour bécher en PP 200 mL

Dispositif de retenue pour fixer les béchers d'échantillon de 200 mL dans les doigts de pince de l'OMNIS Sample Robot Pick&Place.

