



Doigts de pince 28-48 mm

6.02601.040

Doigts de pince pour OMNIS Sample Robot Pick&Place pour saisir les béchers d'échantillon d'un diamètre extérieur de 28 à 48 mm.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.01402.000	Bécher d'échantillon en verre clair 75 mL, 30 pc
	Bécher d'échantillon en verre clair 75 mL, adapté au rack d'échantillons OMNIS 602041040, 30 pc



6.01402.003 Bécher d'échantillon en verre brun 75 mL, 30 pc

Bécher d'échantillon en verre brun 75 mL, adapté au rack d'échantillons OMNIS 602041040, 30 pc



6.01400.300 Bécher d'échantillon en verre clair 120 mL, 20 pc

Bécher d'échantillon en verre clair 120 mL, adapté au rack d'échantillons OMNIS 602041030, 20 pièces.



6.01400.303 Bécher d'échantillon en verre brun 120 mL, 20 pièces

Bécher d'échantillon en verre brun 120 mL, adapté au rack d'échantillons OMNIS 602041030, 20 pièces



6.01400.200 Bécher d'échantillon en plastique (PP) 120 mL, 20 pièces

Bécher d'échantillon en plastique (polypropylène, PP) 120 mL, adapté au rack d'échantillons OMNIS 602041030, 20 pièces.



6.05700.000

Kit de consommables OMNIS Gripper

Quatre fourreaux et quatre doigts de pince en caoutchouc de rechange pour un doigt de pince de l'OMNIS Sample Robot.

