



Bouchon à septum

6.02709.020

Bouchon à septum en plastique pour les couvercles de récipient de titrage 6014050X0.

Contenu de la livraison 6.02709.020

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.1448.010	Septum 12 mm, 5 pièces
		Lot de 5 pièces.



1 STK

6.2730.010

Manchon à vis

En PP. Pour membrane d'injection 6.1448.010 ou pour la fixation du tube sécheur 6.1403.040 ou de l'électrode 6.0338.100 dans les couvercles du récipient de titrage KF 6.1414.030 et 6.1414.040. Pour les titrages KF.

