




Couvercle KF Dis-Cover pour béchers d'échantillon OMNIS de 75 mL, 25 unités

6.02710.000

Couvercle avec joints pour le titrage volumétrique Karl Fischer dans des béchers d'échantillon 6.01402.000 et 6.01402.003 dans le système OMNIS Sample Robot Pick&Place.

Contenu de la livraison 6.02710.000

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.05700.160	Consommables, kit de joints pour couvercle KF Dis-Cover 6.02710.000

Joint de rechange pour couvercle 6.02710.000, 25 unités.

