




Couvercle KF Dis-Cover pour béchers d'échantillon OMNIS de 120 mL, 16 unités

6.02710.010

Couvercle avec joints pour le titrage volumétrique Karl Fischer dans des béchers d'échantillon 6.01400.200, 6.01400.300 et 6.01400.303 dans le système OMNIS Sample Robot Pick&Place.

Contenu de la livraison 6.02710.010

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.05700.170	Consommables, kit de joints pour couvercle KF Dis-Cover 6.02710.010

Joints de rechange pour couvercle 6.02710.010, 16 unités



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.01400.200	Bécher d'échantillon en plastique (PP) 120 mL, 20 pièces Bécher d'échantillon en plastique (polypropylène, PP) 120 mL, adapté au rack d'échantillons OMNIS 602041030, 20 pièces.	
6.01400.300	Bécher d'échantillon en verre clair 120 mL, 20 pc Bécher d'échantillon en verre clair 120 mL, adapté au rack d'échantillons OMNIS 602041030, 20 pièces.	
6.01400.303	Bécher d'échantillon en verre brun 120 mL, 20 pièces Bécher d'échantillon en verre brun 120 mL, adapté au rack d'échantillons OMNIS 602041030, 20 pièces	