



Cellule d'ultrafiltration 2

6.02729.110

Destinée à l'ultrafiltration inline d'échantillons en combinaison avec le 858 Professional Sample Processor / 919 IC Autosampler plus. Utilisée comme alternative à la filtration manuelle sophistiquée avec filtre pour seringues.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.2714.020	Membrane de filtration cellulose régénérée, 0,2 µm, 50 pcs

Dimension nominale des pores : 0,2 µm. Ensemble de 50 pièces. Pour filtration inline.



6.2714.030 Membrane de dialyse (polyamide)
Pour dialyse In-Line et filtrage



6.2744.000 Vis de pression PVDF
Avec connexion UNF 10/32. Pour appareils CI, Dialyse In-Line (connexion capillaires en PEEK)



6.2831.010 Pince en plastique
Pour la dialyse et les membranes de filtrage



6.02057.120 Support de cellule d'ultrafiltration 2, autonome
Support de la cellule d'ultrafiltration 2 6.02729.110



6.02057.030

Support de cellule d'ultrafiltration 2

Support de montage de la cellule d'ultrafiltration 2 6.02729.110 sur le
858 Professional Sample Processor / 919 IC Autosampler plus.



6.2714.050

Membrane de filtration cellulose régénérée, 0,45 µm, 50 pcs

Dimensions nominale des pores : 0,45 µm. Ensemble de 50 pièces. Pour
filtration inline.

