



Adaptateur Luer intérieur/M6 extérieur

6.02744.050

Adaptateur pour seringue de préinçage de la crépine d'aspiration (6.2821.090).

L'adaptateur peut être vissé sur la crépine d'aspiration. Une seringue permet de rincer la crépine d'aspiration avec de l'eau ultrapure ou de l'éluant.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.2821.090	Crépine d'aspiration
	Dimensions des pores 27 µm. Jeu de 5 pièces. Pour tuyau d'aspiration (6.1834.000) et tubes de filtration (6.1821.040) et (6.1821.050).



6.2816.020

Seringue 10 mL avec raccord Luer

Pour différentes applications de CI et VA.

