



Unité de cylindre OMNIS 20 mL

6.03001.220

Unité de cylindre intelligente 20 mL pour un OMNIS Titrator, Titration Module ou Dosing Module. Tuyaux de dosage et pointe anti-diffusion compris.

Contenu de la livraison 6.03001.220

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.01503.220	Unité de cylindre OMNIS 20 mL sans accessoires

Unité de cylindre intelligente 20 mL pour un OMNIS Titrator, Titration Module ou Dosing Module. Sans tuyaux de dosage ni pointe anti-diffusion.



1 STK

6.1446.030

Bouchon à bille / B-14/(15)

Pour le support mobile de pointes de burette dans la tête de titrage



2 STK

6.1446.040

Bouchon fileté / M6



1 STK

6.1543.200

Pointe de titrage, filetage M6

Pointe de titrage avec vanne anti-diffusion.



2 STK

6.1805.100

Tuyau en FEP / M6 / 40 cm

Avec protection contre la lumière et le flambage



1 STK

6.2008.030

Carquois pour pointes de burette pour 807 Dosing Unit

Forme, en combinaison avec le support de carquois 6.2008.050, un support pour la pointe de burette sur la 807 Dosing Unit.



1 STK

6.2709.070

Douille de guidage

Pour la fixation de pointes de burette et de distribution dans les têtes de titrage et les supports d'électrodes.



1 STK


6.2739.000

Clé

Pour serrer les raccords à vis



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.05700.140	Kit de consommables unité de cylindre OMNIS Connexions tubulaires FEP M6 (40 cm) et pointe anti-diffusion pour les unités de cylindre OMNIS 6.03001.xxx et 6.03004.xxx.	
6.05700.431	Kit de consommables unité de cylindre OMNIS 20 mL Unité de cylindre OMNIS 20 mL complète avec cylindre, piston, base de cylindre, disque de robinet et tube de centrage et boîtier de cylindre, y compris puce électronique de données programmée.	