



Unité de cylindre OMNIS 50 mL

6.03001.250

Unité de cylindre intelligente 50 mL pour un OMNIS Titrator, Titration Module ou Dosing Module. Tuyaux de dosage et pointe anti-diffusion compris.

Contenu de la livraison 6.03001.250

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.01503.250	Unité de cylindre OMNIS 50 mL sans accessoires

Unité de cylindre intelligente 50 mL pour un OMNIS Titrator, Titration Module ou Dosing Module. Sans tuyaux de dosage ni pointe anti-diffusion.



1 STK

6.1446.030

Bouchon à bille / B-14/(15)

Pour le support mobile de pointes de burette dans la tête de titrage



2 STK

6.1446.040

Bouchon fileté / M6



1 STK

6.1543.200

Pointe de titrage, filetage M6

Pointe de titrage avec vanne anti-diffusion.



2 STK

6.1805.100

Tuyau en FEP / M6 / 40 cm

Avec protection contre la lumière et le flambage



1 STK

6.2008.030

Carquois pour pointes de burette pour 807 Dosing Unit

Forme, en combinaison avec le support de carquois 6.2008.050, un support pour la pointe de burette sur la 807 Dosing Unit.



1 STK

6.2709.070

Douille de guidage

Pour la fixation de pointes de burette et de distribution dans les têtes de titrage et les supports d'électrodes.



1 STK

6.2739.000

Clé

Pour serrer les raccords à vis



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.05700.140	Kit de consommables unité de cylindre OMNIS	
	Connexions tubulaires FEP M6 (40 cm) et pointe anti-diffusion pour les unités de cylindre OMNIS 6.03001.xxx et 6.03004.xxx.	
6.05700.441	Kit de consommables unité de cylindre OMNIS 50 mL	
	Unité de cylindre OMNIS 50 mL complète avec cylindre, piston, base de cylindre, disque de robinet et tube de centrage et boîtier de cylindre, y compris puce électronique de données programmée.	