



Électrode à double fil de platine pour le passeur d'échantillons (câble fixe)

6.0340.000

Électrode indicatrice (diamètre = 5,3 mm, câble fixe de 2 m), utilisée pour le titrage Karl Fischer automatisé.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.02109.010	Câble d'adaptateur OMNIS (pol.) pour 6.0340.000
	Câble d'adaptateur de la prise F sur la fiche P pour l'électrode KF polarisable 6.0340.000, pouvant être connectée au module de mesure analogique d'OMNIS.