



Électrode à double fil de platine pour la coulométrie

6.0341.100

Électrode indicatrice utilisée pour le titrage coulométrique Karl Fischer.

Contenu de la livraison 6.0341.100

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.2008.040	Réceptacle de conservation

Forme, en combinaison avec le support 6.2008.050, un support pour l'électrode sur les 807 Dosing Units.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.2104.020	Câble d'électrode / 1 m / F Pour la connexion d'électrodes avec tête enfichable Metrohm G aux appareils Metrohm avec douille type F.	