



Micro-titrode Pt (longueur d'installation 17,8 cm)

6.0434.110

Électrode annulaire de platine combinée à membrane de verre pH comme électrode de référence, longueur d'installation = 17,8 cm, rétrécie à un diamètre de 6,4 mm.

Cette électrode ne nécessitant aucune maintenance convient aux titrages Redox en cas de valeur pH constante, par ex. en :

- Iodométrie
- Chromatométrie
- Cérimétrie
- Permanganométrie

Cette électrode est conservée dans l'eau distillée.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
-----------	-------------

6.2104.020

Câble d'électrode / 1 m / F

Pour la connexion d'électrodes avec tête enfichable Metrohm G aux appareils Metrohm avec douille type F.

