

Zubehör-Kit: OMNIS IC AS COOL


6.05000.060

Contenu de la livraison 6.05000.060


Order Number	Description	Quantité
6.01816.010	Tuyau silicone, 8/12 mm, 2 m Tuyau d'écoulement	2 PCS



6.02041.510	OMNIS Probenrack 40 x 5 mL	2 PCS
-------------	----------------------------	-------




6.02061.120	Tropfensammler, Extension	1 PCS
-------------	---------------------------	-------



6.02743.027

Vial PS, 5 mL, 200 Stk.

1 PCS



6.02743.030

Flacon PP, 50 mL, 12 pièces

1 PCS




Les flacons de 50 mL sont fabriqués en plastique polypropylène (PP) et peuvent être utilisés pour les échantillons, les standards, les solutions standard de contrôle et les solutions de rinçage. La production et l'emballage s'effectuent dans des conditions stériles et de salle blanche. Cela garantit des niveaux de contamination minimaux. Les récipients d'échantillon sont contrôlés aléatoirement pour les anions et les cations lixiviables.

6.02743.087

Kappe PP, AD 11.5 mm, 200 Stk.

1 PCS



6.02040.010

OMNIS IC AS COOL Tray

1 PCS

