




Équipement CI : ultrafiltration inline 2 - mode traction

6.05330.010

Jeu d'accessoires pour l'ultrafiltration inline 2 - mode traction. À utiliser avec le 858 Professional Sample Processor / 919 IC Autosampler plus.

Contenu de la livraison 6.05330.010

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.2744.070	Vis de pression courte Version courte. Avec raccord UNF 10/32. 5 pièces. Pour la connexion de capillaires en PEEK



1 STK

6.2621.030

Clé hexagonale 4 mm



1 STK

6.1831.060

Capillaire en PEEK 0.5 mm d.i. / 1 m

Pour dialyse inline et passeurs d'échantillons. Pour IC Dialysis Unit, Processeur d'échantillons CI, Compact IC Autosampler, IC Filtration Sample Processor, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Dialysis Unit



4 STK

6.1803.040

Capillaire PTFE 0.5 mm d.i. / 1 m

Capillaire pour le traitement des échantillons en chromatographie ionique.



1 STK

6.2744.030

Accouplement olive/UNF 10/32 4 x

Connexion vis de pression et tuyau de pompe. 4 pièces. Pour appareils CI avec pompe péristaltique.



1 STK

6.02057.030

Support de cellule d'ultrafiltration 2

Support de montage de la cellule d'ultrafiltration 2 6.02729.110 sur le 858 Professional Sample Processor / 919 IC Autosampler plus.



1 STK

6.02729.110

Cellule d'ultrafiltration 2

Destinée à l'ultrafiltration inline d'échantillons en combinaison avec le 858 Professional Sample Processor / 919 IC Autosampler plus. Utilisée comme alternative à la filtration manuelle sophistiquée avec filtre pour seringues.



1 STK

6.1826.330

Tuyau pour pompe péristaltique LFL (orange/blanc),
3 fixations

Pour tous les appareils CI avec pompe péristaltique.



1 STK

6.1826.390

Tuyau de pompe LFL (jaune/jaune), 3 fixations

Pour la solution échantillon en Inline Filtration.



1 STK

6.2714.020

Membrane de filtration cellulose régénérée, 0,2 µm,
50 pcs

Dimension nominale des pores : 0,2 µm. Ensemble de 50 pièces. Pour
filtration inline.



1 STK

6.2744.000

Vis de pression PVDF

Avec connexion UNF 10/32. Pour appareils CI, Dialyse In-Line (connexion
capillaires en PEEK)



1 STK

6.2831.010

Pince en plastique

Pour la dialyse et les membranes de filtrage



1 STK

6.1803.100

Capillaire PTFE 0,5 mm d. i. / 40 cm

Capillaire pour filtrage et dialyse

