


## **OMNIS IC-Ausr.: D-INJ, DD**


6.05331.010

## Contenu de la livraison 6.05331.010


| Order Number | Description                  | Quantité |
|--------------|------------------------------|----------|
| 6.01562.100  | Transferkapillare 2 mL, PEEK | 1 PCS    |




|             |                                      |       |
|-------------|--------------------------------------|-------|
| 6.01805.400 | FEP-Schlauch M6, 1/8" x 1.59 mm, 3 m | 1 PCS |
|-------------|--------------------------------------|-------|



|             |                                            |       |
|-------------|--------------------------------------------|-------|
| 6.02744.010 | flanschlose Verschraubung M6, 1/8", 2 Stk. | 1 PCS |
|-------------|--------------------------------------------|-------|



6.05000.010

**Kit d'accessoires : bouteille OMNIS IC, PP, 2 l**

1 PCS

Jeu d'accessoires OMNIS IC pour installer la bouteille à réactifs sur Reagent Organizer / Reagent Organizer Liquid Control.

6.2744.070

**Vis de pression courte**

1 PCS

Version courte. Avec raccord UNF 10/32. 5 pièces. Pour la connexion de capillaires en PEEK