




OMNIS IC-Ausr.: MIDT

Contenu de la livraison

Order Number	Description	Quantité
6.02744.010	flanschlose Verschraubung M6, 1/8", 2 Stk.	5 PCS
		
6.01815.000	Spiralband, 3-15 mm, 0.5 m	1 PCS
		
6.05000.010	Kit d'accessoires : bouteille OMNIS IC, PP, 2 l Jeu d'accessoires OMNIS IC pour installer la bouteille à réactifs sur Reagent Organizer / Reagent Organizer Liquid Control.	1 PCS
		

6.2744.070

Vis de pression courte

2 PCS

Version courte. Avec raccord UNF 10/32. 5 pièces. Pour la connexion de capillaires en PEEK



6.2744.320

Accouplement PEEK M6 / UNF 10/32

2 PCS

Relie des tuyaux de transfert (M6) aux capillaires (UNF 10/32)



6.1831.050

Capillaire en PEEK 0.5 mm d.i. / 40 cm

1 PCS

Pour dialyse en ligne et passeurs d'échantillons. Pour IC Dialysis Unit, IC Sample Processor, Compact IC Autosampler, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Dialysis Unit, Compact VA Autosampler



6.2744.200

Adaptateur UNF 10/32 externe / M6 interne

2 PCS


Pour la connexion de capillaires en PEEK 1/16 in. PEEK et tuyau de transfert (M6)



6.01532.140

LQH-Transferschlauch, FEP, AD 1/8"


1 PCS



6.01532.130

Transferschlauch 5 mL, FEP, AD 1/8"


1 PCS



6.01805.400

FEP-Schlauch M6, 1/8" x 1.59 mm, 3 m


2 PCS



6.01831.230

PEEK-Kapillare, ID 0.75 mm, 100 cm

1 PCS



6.1831.180

PEEK Capillary 0.5 mm i.d., 3 m

1 PCS



6.1903.000

Barreau d'agitation / 8 x 3 mm

1 PCS

Barreau d'agitation à noyau magnétique, enrobé de PTFE, longueur 8 mm et diamètre 3 mm.

