


OMNIS IC-Ausr.: UF, PP/PP

Contenu de la livraison

Order Number	Description	Quantité
6.01815.000	Spiralband, 3-15 mm, 0.5 m	1 PCS
		
6.2744.070	Vis de pression courte Version courte. Avec raccord UNF 10/32. 5 pièces. Pour la connexion de capillaires en PEEK	1 PCS
		
6.2621.030	Clé hexagonale 4 mm	1 PCS
		

6.2744.034

Accouplement olive/UNF 10/32 2 x

2 PCS


Connexion vis de pression et tuyau de pompe. 2 pièces.
Pour appareils CI avec pompe péristaltique.



6.01826.020

Pumpschlauch, ID 1.0 mm, weiss - weiss


2 PCS



6.01831.220

PEEK-Kap. FILTRATE OUT - INJ, 800/0.5 mm


1 PCS



6.01831.210

PEEK Kap. PP - SAMPLE IN, 450/0.5 mm

1 PCS



6.02729.110


Cellule d'ultrafiltration 2

1 PCS

Destinée à l'ultrafiltration inline d'échantillons en combinaison avec le 858 Professional Sample Processor / 919 IC Autosampler plus. Utilisée comme alternative à la filtration manuelle sophistiquée avec filtre pour seringues.

6.2714.020


Membrane de filtration cellulose régénérée, 0,2 µm, 50 pcs

1 PCS

Dimension nominale des pores : 0,2 µm. Ensemble de 50 pièces. Pour filtration inline.

6.1831.180


PEEK Capillary 0.5 mm i.d., 3 m

1 PCS

6.2744.000


Vis de pression PVDF

1 PCS

Avec connexion UNF 10/32. Pour appareils CI, Dialyse In-Line (connexion capillaires en PEEK)

6.2831.010



Pince en plastique

1 PCS

Pour la dialyse et les membranes de filtrage