




OMNIS IC-Ausr.: MIDT-UF, PP/DD

Contenu de la livraison

Order Number	Description	Quantité
6.02744.010	flanschlose Verschraubung M6, 1/8", 2 Stk.	4 PCS
		
6.01815.000	Spiralband, 3-15 mm, 0.5 m	1 PCS
		
6.05000.010	Kit d'accessoires : bouteille OMNIS IC, PP, 2 l Jeu d'accessoires OMNIS IC pour installer la bouteille à réactifs sur Reagent Organizer / Reagent Organizer Liquid Control.	1 PCS
		

6.2744.070

Vis de pression courte

2 PCS

Version courte. Avec raccord UNF 10/32. 5 pièces. Pour la connexion de capillaires en PEEK



6.2744.320

Accouplement PEEK M6 / UNF 10/32

2 PCS

Relie des tuyaux de transfert (M6) aux capillaires (UNF 10/32)



6.2621.030

Clé hexagonale 4 mm

1 PCS



6.1831.060

Capillaire en PEEK 0.5 mm d.i. / 1 m

1 PCS

Pour dialyse inline et passeurs d'échantillons. Pour IC Dialysis Unit, Processeur d'échantillons CI, Compact IC Autosampler, IC Filtration Sample Processor, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Dialysis Unit



6.1831.050



Capillaire en PEEK 0.5 mm d.i. / 40 cm

1 PCS

Pour dialyse en ligne et passeurs d'échantillons. Pour IC Dialysis Unit, IC Sample Processor, Compact IC Autosampler, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Dialysis Unit, Compact VA Autosampler

6.2744.034



Accouplement olive/UNF 10/32 2 x

1 PCS

Connexion vis de pression et tuyau de pompe. 2 pièces. Pour appareils CI avec pompe péristaltique.

6.2744.080



Adaptateur filetage M6 / UNF 10/32

1 PCS

Avec filetage extérieur M6. Pour appareils CI.

6.2744.200



Adaptateur UNF 10/32 externe / M6 interne


1 PCS

Pour la connexion de capillaires en PEEK 1/16 in. PEEK et tuyau de transfert (M6)

6.01532.140

LQH-Transferschlauch, FEP, AD 1/8"


1 PCS



6.01532.130

Transferschlauch 5 mL, FEP, AD 1/8"


1 PCS



6.01805.400

FEP-Schlauch M6, 1/8" x 1.59 mm, 3 m


1 PCS



6.01826.020

Pumpschlauch, ID 1.0 mm, weiss - weiss


1 PCS



6.01831.220

PEEK-Kap. FILTRATE OUT - INJ, 800/0.5 mm


1 PCS



6.01831.240

PEEK Kapillare 0.75 mm i.d. / 140 cm


1 PCS



6.01831.210

PEEK Kap. PP - SAMPLE IN, 450/0.5 mm

1 PCS



6.02729.110

Cellule d'ultrafiltration 2

1 PCS



Destinée à l'ultrafiltration inline d'échantillons en combinaison avec le 858 Professional Sample Processor / 919 IC Autosampler plus. Utilisée comme alternative à la filtration manuelle sophistiquée avec filtre pour seringues.

6.2714.020

Membrane de filtration cellulose régénérée, 0,2 µm, 50 pcs 1 PCS

Dimension nominale des pores : 0,2 µm. Ensemble de 50 pièces. Pour filtration inline.



6.1831.180

PEEK Capillary 0.5 mm i.d., 3 m

1 PCS



6.2744.000

Vis de pression PVDF

1 PCS

Avec connexion UNF 10/32. Pour appareils CI, Dialyse In-Line (connexion capillaires en PEEK)



6.2831.010

Pince en plastique

1 PCS

Pour la dialyse et les membranes de filtrage



6.1903.000

Barreau d'agitation / 8 x 3 mm

1 PCS

Barreau d'agitation à noyau magnétique, enrobé de PTFE, longueur 8 mm et diamètre 3 mm.

