


OMNIS IC-Ausr.: D-INJ, manuell

Contenu de la livraison

Order Number	Description	Quantité
6.02816.000	Spritze 20 mL, Luer	1 PCS
		
6.1831.060	Capillaire en PEEK 0.5 mm d.i. / 1 m Pour dialyse inline et passeurs d'échantillons. Pour IC Dialysis Unit, Processeur d'échantillons CI, Compact IC Autosampler, IC Filtration Sample Processor, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Dialysis Unit	1 PCS
6.2744.120	Adaptateur de vis de pression Luer-F Connexion entre vis de pression et seringue.	1 PCS
		