

OMNIS IC-Ausr.: HPP-Kolbenhinterspülung, DD

Contenu de la livraison

Order Number	Description	Quantité
6.2744.070	Vis de pression courte Version courte. Avec raccord UNF 10/32. 5 pièces. Pour la connexion de capillaires en PEEK	1 PCS
		
6.1803.030	Capillaire PTFE 0.5 mm d.i. / 3 m Capillaire pour dialyse inline, pour Dialysis Unit, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Dialysis Unit	1 PCS
		
6.05801.010	Kolbenhinterspülungskit	1 PCS
		