




OMNIS IC-Ausr.: PCR, DD

Contenu de la livraison

Order Number	Description	Quantité
6.02744.010	flanschlose Verschraubung M6, 1/8", 2 Stk.	2 PCS
		
6.02837.040	Filterrohr	2 PCS
		
6.05000.010	Kit d'accessoires : bouteille OMNIS IC, PP, 2 l Jeu d'accessoires OMNIS IC pour installer la bouteille à réactifs sur Reagent Organizer / Reagent Organizer Liquid Control.	2 PCS
		

6.2744.070

Vis de pression courte

1 PCS


Version courte. Avec raccord UNF 10/32. 5 pièces. Pour la connexion de capillaires en PEEK



6.02027.030

Clip Befestigungsschiene, 2 x AD 1/16"

2 PCS



6.2744.150

Connecteur T UNF 10/32

1 PCS

Connecteur T pour 3 capillaires.



6.1831.030

Capillaire en PEEK 0.75 mm d.i. / 3 m

1 PCS


Pour tous les composants CI.



6.01805.400

FEP-Schlauch M6, 1/8" x 1.59 mm, 3 m


1 PCS



6.02006.120

Halter, Befestigungsschiene


1 PCS



6.02061.130

Tropfensammler, Unit

1 PCS



6.02845.100

PCR-Kartusche, PTFE, ID 0.5 mm

1 PCS

