



Kit de consommables OMNIS Module de pompe (bicanal)

6.05700.010

Deux tuyaux de pompe avec les pinces de serrage correspondantes de rechange dans un OMNIS Module de pompe. Deux pompes péristaltiques du module de pompe peuvent être ré-équipées avec ce kit de consommables.

Contenu de la livraison 6.05700.010

Qt.	Order no.	Description
2 STK	6.01801.020	Tuyau de pompe Pharm-A-line pour le module de pompe péristaltique

Le tuyau de pompe est muni d'adaptateurs qui permettent un montage direct dans la pompe péristaltique du module de pompe. Le tuyau de pompe Pharm-A-line est prévu pour transporter des solutions aqueuses ou non aqueuses et doit être utilisé avec la pince de serrage blanche dans le module de pompe.



2 STK

6.02703.000

Pince de serrage blanche pour le module de pompe
« Péristaltique »

Le tuyau de pompe est fixé et bloqué au moyen de la pince de serrage
sur le module de pompe « Péristaltique ».

