



# Kit de consommables unité de cylindre OMNIS 2 mL

6.05700.401

Unité de cylindre OMNIS 2 mL complète avec cylindre, piston, base de cylindre, disque de robinet et tube de centrage et boîtier de cylindre, y compris puce électronique de données programmée.

## Contenu de la livraison 6.05700.401

| Qt.   | Order no.  | Description                                                                                                  |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 STK | 6.2803.000 | Graisse (1 oz.)<br><br>Qualité spéciale (sans silicone). Pour raccords à rodage sans graisse voir 6.2713.XXX |



## Accessoires optionnels

| Order no.   | Description                                                                                                                                       |                                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.03001.120 | Unité de cylindre OMNIS 2 mL                                                                                                                      |  |
|             | Unité de cylindre intelligente 2 mL pour un OMNIS Titrator, Titration Module ou Dosing Module. Tuyaux de dosage et pointe anti-diffusion compris. |                                                                                     |
| 6.01503.120 | Unité de cylindre OMNIS 2 mL sans accessoires                                                                                                     |  |
|             | Unité de cylindre intelligente 2 mL pour un OMNIS Titrator, Titration Module ou Dosing Module. Sans tuyaux de dosage ni pointe anti-diffusion.    |                                                                                     |