



Kit de consommables unité de cylindre OMNIS 50 mL

6.05700.441

Unité de cylindre OMNIS 50 mL complète avec cylindre, piston, base de cylindre, disque de robinet et tube de centrage et boîtier de cylindre, y compris puce électronique de données programmée.

Contenu de la livraison 6.05700.441

Qt.	Order no.	Description
0 STK	6.2803.000	Graisse (1 oz.)
		Qualité spéciale (sans silicone). Pour raccords à rodage sans graisse voir 6.2713.XXX



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.03001.250	Unité de cylindre OMNIS 50 mL	
	Unité de cylindre intelligente 50 mL pour un OMNIS Titrator, Titration Module ou Dosing Module. Tuyaux de dosage et pointe anti-diffusion compris.	
6.01503.250	Unité de cylindre OMNIS 50 mL sans accessoires	
	Unité de cylindre intelligente 50 mL pour un OMNIS Titrator, Titration Module ou Dosing Module. Sans tuyaux de dosage ni pointe anti-diffusion.	