



Kit de consommables unité de cylindre OMNIS spéciale 20 mL

6.05700.451

Unité de cylindre spéciale, 20 mL complète avec cylindre, piston, base de cylindre, disque de robinet et tube de centrage, boîtier et puce électronique de données. Pour unité de cylindre OMNIS 6.03004.220.

Contenu de la livraison 6.05700.451

Qt.	Order no.	Description
0 STK	6.2803.000	Graisse (1 oz.)
		Qualité spéciale (sans silicone). Pour raccords à rodage sans graisse voir 6.2713.XXX



Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.03004.220	Unité de cylindre OMNIS 20 mL spéciale Unité de cylindre intelligente 20 mL pour un OMNIS Titrator, Titration Module ou Dosing Module. Cette unité de cylindre est spécialement recommandée pour les solutions suivantes : • solutions aqueuses alcalines • Titrant 5 • solutions de nitrate d'argent • solutions non aqueuses alcalines • solutions de permanganate • solutions EDTA Tuyaux de dosage et pointe anti-diffusion compris.

