



Kit de mise à niveau : IC Eco

6.05800.060

Kit de mise à niveau pour le l'équipement ultérieur du EcoIC avec un atténuateur de pulsation.

Contenu de la livraison 6.05800.060

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.2620.150	Atténuateur de pulsations (exempt de métal) Pour tous les chromatographes ioniques



1 STK

6.2744.070

Vis de pression courte

Version courte. Avec raccord UNF 10/32. 5 pièces. Pour la connexion de capillaires en PEEK

