



Système de référence Ag/AgCl

6.0724.140

Système de référence argent/chlorure d'argent avec rodage normalisé 14/15 pour système de référence modulaire en association avec le récipient d'électrolyte de référence en PTFE (6.1240.000) ou en verre (6.1240.020).

Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.1240.000	Récipient d'électrolyte / diamètre 3 mm Avec capillaire PTFE et diaphragme céramique (3 mm)



6.1240.020

Réceptif d'électrolyte / diamètre 1 mm

Avec diaphragme céramique (type D).



6.2308.020

Électrolyte 3 mol/L KCl (250 mL)

Solution électrolyte $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ (pour systèmes de référence Ag /AgCl)

