



Électrode de référence LL-Ag/AgCl pour CVS

6.0728.130

Système de référence interne avec électrolyte $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$, pour une utilisation avec un tube à électrolyte en plastique 6.1245.010.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.1245.010	Tube à électrolyte en plastique Tube à électrolyte en plastique avec diaphragme en céramique pour électrode de référence double jonction.



6.2112.130

Adaptateur de contact à enficher 5,5 mm / contact vissé, doré

Pour électrodes VA

