



Électrode de référence LL-Ag/AgCl(gel) complète

6.0730.100

Électrode de référence Ag/AgCl double jonction ne nécessitant aucune maintenance pour la voltampérométrie. En verre avec électrolyte $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ (gel), pour pH 0 à 8. Convient pour une utilisation en continu dans des systèmes automatisés et des appareils online.

Contenu de la livraison 6.0730.100

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.1236.050	Douille rodée avec rodage normalisé RN 14/12 mm
		Douille rodée avec rodage normalisé RN 14/12 mm en polyéthylène.



Forme, en combinaison avec le support 6.2008.050, un support pour l'électrode sur les 807 Dosing Units.



Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.2112.130	Adaptateur de contact à enficher 5,5 mm / contact vissé, doré Pour électrodes VA

