



Électrode de référence Ag/AgCl

6.0733.100

Électrode de référence argent/chlorure d'argent avec $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ comme électrolyte de référence.

Cette électrode de référence est idéale pour les applications en milieu aqueux et le rodage normalisé 14/15 facilite le montage.

Contenu de la livraison 6.0733.100

Qt.	Order no.	Description
100 Stk	6.2008.040	Récipient de conservation

Forme, en combinaison avec le support 6.2008.050, un support pour l'électrode sur les 807 Dosing Units.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.2308.020	Électrolyte 3 mol/L KCl (250 mL) Solution électrolyte $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ (pour systèmes de référence Ag /AgCl)	
6.2106.020	Câble à torons 1 m, 2 x B Câble d'électrode avec 2 x prise B (4 mm) pour la connexion d'électrodes avec tête enfichable B	
6.2106.060	Câble à torons 2 m, 2 x B Câble d'électrode avec 2 x prise B (4 mm) pour la connexion d'électrodes avec tête enfichable B	