



Électrode de référence Ag/AgCl (longueur 18,5 cm)

6.0736.110

Électrode de référence argent/chlorure d'argent, longueur d'insertion 16,8 cm. Cette électrode de référence est idéale pour les applications automatisées. Le diaphragme rodé flexible insensible à la contamination peut être changé à tout moment. Du $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ est conseillé comme électrolyte de référence. Ce capteur est fourni sans préremplissage d'électrolyte.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.2106.020	Câble à torons 1 m, 2 x B Câble d'électrode avec 2 x prise B (4 mm) pour la connexion d'électrodes avec tête enfichable B



6.2106.060

Câble à torons 2 m, 2 x B

Câble d'électrode avec 2 x prise B (4 mm) pour la connexion d'électrodes avec tête enfichable B



6.2308.020

Électrolyte 3 mol/L KCl (250 mL)

Solution électrolyte $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ (pour systèmes de référence Ag /AgCl)



6.2310.010

Électrolyte KNO_3 -1 mol/L 250 mL

Solution d'électrolyte KNO_3 1 M (électrolyte de référence pour électrodes en argent combinées)



6.2320.000

TEABr 0.4 mol/L dans éthylène glycol (250 mL)

Électrolyte TEABr (bromure de tétraéthylammonium dans éthylène glycol), $c(\text{TEABr}) = 0.4 \text{ mol/L}$

