




Kit de raccordement de débit, 1/8"

6.07401.110

Kit de liaison, pour cellules à flux continu avec un OMNIS Sample Robot.

Avec manchon sans bride 1/8", 10 pcs.,

raccord fileté sans bride avec écrou, 1/8", 10 pcs

et tuyaux FEP 1/8" x 1,59 mm, 4 pcs.

Contenu de la livraison 6.07401.110

Order Number	Description	Quantité
6.01805.400	FEP-Schlauch M6, 1/8" x 1.59 mm, 3 m	4 PCS

