



Embout d'analyse à distance avec mise au point automatique

6.07506.070

Maximiser la sécurité grâce à l'identification à distance des produits chimiques, des explosifs, des médicaments et des matériaux toxiques.

- Identifier les menaces à 2 mètres
- Fonctionner à distance lorsque le risque est élevé
- Obtenir des informations rapidement et facilement avec des routines automatisées
- Identifier plus de 20 000 substances en quelques secondes
- Robot montable pour une évaluation complète des zones chaudes

Accessoires optionnels

Order no.	Description
-----------	-------------

6.7503.130

Support de libération rapide du dispositif d'analyse à distance avec mise au point automatique

Le support de libération rapide de l'analyse à distance avec mise au point automatique est destiné au montage sur rail picatinny standard de l'AFSO.



6.7503.120

Kit de poignée d'analyse à distance avec mise au point automatique

Le kit de poignée d'analyse à distance avec mise au point automatique comprend un rail picatinny, une poignée et du matériel de montage pour l'AFSO.

