



Sonde Raman à haut débit de qualité laboratoire (532 nm), 5 m


607510090

Ensemble de sonde Raman à fibre optique à haut débit de qualité laboratoire avec bouton déclencheur. Longueur de la fibre 5 mètre.

Compatible avec i-Raman NxG 532.

Contenu de la livraison 607510090

Qt.	Order no.	Description
1 STK	607510430	Capuchon régulateur de distance
Capuchon régulateur de distance pour tige standard pour sonde Raman de qualité laboratoire.		



1 STK

607510120

Tige standard pour sonde de qualité laboratoire
(532 nm)

Tige de remplacement pour montage de sonde Raman de qualité
laboratoire à excitation de 532 nm. Distance de travail 5,4 mm.

