



Sonde Raman à haut débit de qualité laboratoire (785 nm), 5 m


607510150

Ensemble de sonde Raman à fibre optique à haut débit de qualité laboratoire avec bouton déclencheur. Longueur de la fibre 5 mètre.

Compatible avec les modèles i-Raman NxG 785S et 785H.

Contenu de la livraison 607510150

Qt.	Order no.	Description
1 STK	607510430	Capuchon régulateur de distance
		Capuchon régulateur de distance pour tige standard pour sonde Raman de qualité laboratoire.



1 STK

607510220

Tige standard pour sonde de qualité laboratoire
(785 nm)

Tige de remplacement pour montage de sonde Raman de qualité
laboratoire à excitation de 785 nm. Distance de travail 5,5 mm.

