



Sonde Raman à haut débit de qualité laboratoire (1 064 nm), 5 m


607510270

Ensemble de sonde Raman à fibre optique à haut débit de qualité laboratoire avec bouton déclencheur. Longueur de la fibre 5 mètre.

Compatible avec i-Raman NxG 1064.

Contenu de la livraison 607510270

Qt.	Order no.	Description
1 STK	607510430	Capuchon régulateur de distance
		Capuchon régulateur de distance pour tige standard pour sonde Raman de qualité laboratoire.



1 STK

607510340

Tige standard pour sonde de qualité laboratoire
(1 064 nm)

Tige de remplacement pour montage de sonde Raman de qualité
laboratoire à excitation de 1 064 nm. Distance de travail 5,9 mm.

