



Sonde Raman à haut débit de qualité laboratoire pour i-Raman Duo, 1.5 m


6.07510.370

Ensemble de sonde Raman à fibre optique à haut débit de qualité laboratoire avec bouton déclencheur. Longueur de la fibre 1,5 mètre. Compatible avec i-Raman Duo.

Contenu de la livraison 6.07510.370

Qt.	Order no.	Description
1 STK	607510430	Capuchon régulateur de distance

Capuchon régulateur de distance pour tige standard pour sonde Raman de qualité laboratoire.



1 STK

607510340

Tige standard pour sonde de qualité laboratoire
(1 064 nm)

Tige de remplacement pour montage de sonde Raman de qualité
laboratoire à excitation de 1 064 nm. Distance de travail 5,9 mm.

